


2018年度グッドデザイン賞を受賞

「アイケア フェイスガード」「アイケアグラス プレミアム」の2製品が
2018年度グッドデザイン賞を受賞

「アイケア フェイスガード FG-10」「アイケアグラス プレミアム EC-10 PREMIUM」の2製品が、この度2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。

☺ EYECARE FACE GUARD

アイケアフェイスガードは、安全性、快適性、視認性に優れたストレスフリーな感染対策アイシールドです。眼鏡の上から着用可能で、フィルムは、従来では防ぎきれなかった上からの微細な飛沫を、フィルム曲げ加工により侵入を防ぎ、感染リスクを大幅に低減し高い安全性を実現しました。さらにフィルム歪みを抑え、着用者の眼の健康も配慮したデザインになっています。



審査委員の評価

医療現場という厳しい環境下で、感染対策アイシールドとして求められるいくつかの要件（利便性、安全性、視認性、実用性、機能性等）を満たしながらも、極めてシンプルかつ質の高いデザインとなっている点が評価された。



GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞

★ EYECARE GLASS PREMIUM

アイケアグラスプレミアム (EC-10 PREMIUM) は、アルコール消毒やオートクレーブ滅菌 (121℃ 30分条件) 後も曇り止め効果が持続する、従来にないリユースタイプの感染対策保護メガネです。曇り止めコート「Premium Zero fog コート」は福井大学医学部附属病院との共同研究品で、耐水性、耐アルコール性、耐傷性に優れています。眼鏡の上からも着用可能で、視界が広く長時間ストレスを感じることなく医療処置に集中できます。



審査委員の評価

外科手術などで求められる感染対策保護メガネについて、求められる要件を整理し、構造を創意工夫することで、シンプルながら機能性が高く、かつリユース可能な製品を作り上げた点が評価された。